




SERVICENUMMER
0800 589 21 48

Informativ



Legierungen und Metalle

Name/Art	Indikation	Zusammensetzung %				Hersteller
d.Sign 96 Hochgold Gelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	73,8	Mn	< 1,0	Ivoclar Vivadent USA
		Ag	9,0	Fe	< 1,0	
		Pt	8,5	Ta	< 1,0	
		Pd	5,4	Re	< 1,0	
		In	1,9	Ru	< 1,0	
		Nb	< 1,0	Li	< 1,0	
Argistar Bio 75PF Niedrigschmelzend Hochgold Gelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	75,0	Ag	12,5	Argen USA
		Pt	9,0	Zn	2,0	
		Rh	1,0	Ir	< 1,0	
		Ta	< 1,0			
Esteticor Ecologic Goldreduziert Hellgelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	32,0	Cu	0,0	Ivoclar Vivadent USA
		Ag	42,0	Sn	0,0	
		Pt	2,0	Zn	0,0	
		Pd	15,0	In	9,0	
d.Sign 53 Palladium Basis	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Pd	53,8	Re	< 1,0	Ivoclar Vivadent USA
		Ag	34,9	Ru	< 1,0	
		Sn	7,7	Li	< 1,0	
		Zn	1,2	Pt	< 1,0	
		In	1,7			
Wirobond SG NEM	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Co	63,8	W	5,3	Bego Deutschland
		Cr	24,8	Si	< 1,0	
		Mo	5,1	Fe	< 1,0	
Wironit LA Co-Cr-Legierung	Modellguss jeder Art	Co	63,5	Mn	< 1,0	Bego Deutschland
		Cr	29,0	N	< 1,0	
		Mo	5,0	C	< 1,0	
		Si	1,2	Ta	< 1,0	
Girotan L Titanlegierung	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	C	< 0,08	Ta	< 0,5	Amann Girrbach Österreich
		N	< 0,05	Al	5,5-6,5	
		Fe	< 0,25	Nb	6,5-7,5	
		H	< 0,01	Ti	Rest	
		O	< 0,20			
Titan Grade 5 Titan	Digitale Ti Abutments	Ti	90,0	V	4,0	Bego Deutschland
		Al	6,0			
AGC-Microvision	Galvano-Teleskopversorgungen	Au	> 99,9			Wieland Dental Deutschland
Leowire	Klammerdraht, KFO	Cr	18,0	N	1,0	Leone Italien
		Mn	18,0	Ni	0,2	
		Mo	2,0			

Stand Juli 2017





SERVICENUMMER
0800 589 21 48

Informativ



Keramiken und Kunststoffe

Name/Art	Indikation	Hersteller
NexxZr T Zirkonoxid	Gerüstmaterial für Calypso Kronen und Brücken	Sagemax USA
NexxZr Plus/UTML Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für FMZ Kronen und Brücken, vollanatomische Kronen und Brücken	Sagemax USA
IPS e.max ZirCAD MT Multi Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für FMZ UT (ultratranslucent) Kronen und Brücken, vollanatomische Kronen und Brücken	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Lava Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für Kronen, Brücken und Teilkronen	3M Deutschland
Lava Plus Hochtransluzentes Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für Kronen, Brücken und Teilkronen	3M Deutschland
IPS e.max CAD Zirkoniumoxid	Kronen, Brücken und Teilkronen	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
IPS e.max Press Lithium-Disilikat-Glaskeramik	Veneers/Inlays/Onlays/Teilkronen/Einzelkronen	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
IPS e.max Ceram Schichtkeramik	Hochästhetische Schichtkeramik für das gesamte IPS e.max-System	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Duceragold Kiss Aufbrennkeramik	Verblendung von Metallgerüsten	DeguDent Deutschland
GC Initial MC Aufbrennkeramik	Verblendung von Metallgerüsten	GC EUROPE Belgien
Triceram® Aufbrennkeramik	Verblendung von Titangerüsten	DENTAURUM Deutschland
VITA VM9 Aufbrennkeramik	Verblendung von Zirkoniumoxidgerüsten	VITA Deutschland
Vertex™ Castavaria Prothesenbasismaterial	Totale Prothesen und Kunststoffsättel, kaltpolymerisierend	Vertex Niederlande
Vertex™ ThermoSens Prothesenbasismaterial	Teilprothesen, 100% monomer- und metallfrei	Vertex Niederlande
SR Ivocap High Impact Prothesenbasismaterial	Grundlage einer stabilen Prothesenbasis auf Implantaten	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Molloplast® B Unterfütterungsmaterial	Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial	Detax Deutschland
VITA VM CC Provi-Kunststoff	Kaltpolymerisat zur extraoralen Herstellung von provisorischen Versorgungen	VITA Deutschland
SR Vivodent / Orthotyp DCL Kunststoffzähne	Hochästhetische Front- und Seitenzähne	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
VITA MFT® Kunststoffzähne	Standard Front- und Seitenzähne	VITA Deutschland
Orthocryl® KFO-Kunststoff	Kieferorthopädische Apparaturen	DENTAURUM Deutschland
Ceramage	Verblendkunststoff für Teleskope, Kronen und Brücken, Teilkronen und Inlays	SHOFU Dental Deutschland
Duracetal	Zahnfarbene Prothesenklammern	MYERSON USA

Stand Juli 2017

