

**0800 589 21 48**

Kostenlose Servicenummer

Informativ

Legierungen

Name/Art	Indikation	Zusammensetzung %				Hersteller
d.Sign 96 Hochgold Gelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	73,8	Mn	< 1,0	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
		Ag	9,0	Fe	< 1,0	
		Pt	8,5	Ta	< 1,0	
		Pd	5,4	Re	< 1,0	
		In	1,9	Ru	< 1,0	
		Nb	< 1,0	Li	< 1,0	
Argistar Bio 75PF Niedrigschmelzend Hochgold Gelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	75,0	Ag	12,5	Argen USA
		Pt	9,0	Zn	2,0	
		Rh	1,0	Ir	< 1,0	
		Ta	< 1,0			
Esteticor Ecologic Goldreduziert Hellgelb	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte Brücken Implantat-Suprastrukturen	Au	32,0	Cu	0,0	Cendres+Métaux Schweiz
		Ag	42,0	Sn	0,0	
		Pt	2,0	Zn	0,0	
		Pd	15,0	In	9,0	
d.Sign 53 Palladium Basis	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte Brücken Implantat-Suprastrukturen	Pd	53,8	Re	< 1,0	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
		Ag	34,9	Ru	< 1,0	
		Sn	7,7	Li	< 1,0	
		Zn	1,2	Pt	< 1,0	
		In	1,7			
Wirobond SG NEM	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	Co	63,8	W	5,3	Bego Deutschland
		Cr	24,8	Si	< 1,0	
		Mo	5,1	Fe	< 1,0	
Wironit LA Co-Cr-Legierung	Modellguss jeder Art	Co	63,5	Mn	< 1,0	Bego Deutschland
		Cr	29,0	N	< 1,0	
		Mo	5,0	C	< 1,0	
		Si	1,2	Ta	< 1,0	
Girotan L Titanlegierung	Inlays, Onlays, Teilkronen, Einzelkronen Teleskopkronen Wurzelstifte, Modellguss Brücken Implantat-Suprastrukturen	C	< 0,08	Ta	< 0,5	Amann Girrbach Deutschland
		N	< 0,05	Al	5,5-6,5	
		Fe	< 0,25	Nb	6,5-7,5	
		H	< 0,01	Ti	Rest	
		O	< 0,20			
Titan Grade 5 Titan	Digitale Ti Abutments	Ti	90,0	V	4,0	Bego Deutschland
		Al	6,0			
AGC-Microvision	Galvano-Teleskopversorgungen	Au	> 99,9			Wieland Dental Deutschland
Leowire	Klammerdraht, KFO	Cr	18,0	N	1,0	Leone Italien
		Mn	18,0	Ni	0,2	
		Mo	2,0			

Stand Dezember 2021



**0800 589 21 48**

Kostenlose Servicenummer

Informativ



Keramiken und Kunststoffe

Name/Art	Indikation	Hersteller
Dental Direkt Cube One ML Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für FMZ Kronen und Brücken, vollanatomische Kronen und Brücken, Gerüst für Zirkon Verblendung	Dental Direkt Deutschland
Dental Direkt Cube X2 ML Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid (ultratransluzent) für FMZ Kronen und Brücken, vollanatomische Kronen und Brücken	Dental Direkt Deutschland
Lava Plus Hochtransluzentes Zirkonoxid	Monolithisches Zirkonoxid für Kronen, Brücken und Teilkronen	3M Espe Deutschland
IPS e.max CAD Lithium-Disilikat Glaskeramik	Kronen, Brücken und Teilkronen	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
IPS e.max Press Lithium-Disilikat Glaskeramik	Veneers, Inlays, Teilkronen, Einzelkronen	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
GC Initial MC Aufbrennkeramik	Verblendung von Metallgerüsten	GC Europe Belgien
Triceram® Aufbrennkeramik	Verblendung von Titangerüsten	Dentaurum Deutschland
GC ZR-FS Aufbrennkeramik	Verblendung von Zirkonoxidgerüsten	GC Europe Belgien
IPS Ivocolor Glaze Glaserkeramik	Verblendglasur von Zirkonoxid	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Vertex™ Castavaria Kaltpolymerisat	Totale Prothesen und partielle Prothesen	Vertex Niederlande
Duraflex Flexibler Prothesenkunststoff	Partielle Prothesen, 100% monomer- und metallfrei	Myerson USA
Molloplast® B Unterfütterungsmaterial	Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial	Detax Deutschland
PMMA Kunststoff für Provisorien	Herstellung von provisorischen Versorgungen	Weithas Deutschland
Blue Line Kunststoffzähne	Hochästhetische Front- und Seitenzähne	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Ivostar Kunststoffzähne	Standard Front- und Seitenzähne	Ivoclar Vivadent Liechtenstein
Orthocryl® Kaltpolymerisat	Aufbissschienen und kieferorthopädische Apparaturen	Dentaurum Deutschland
Ceramage Verblendkunststoff	Kunststoffverblendungen für Teleskope, Kronen und Brücken; Teilkronen und Inlays	Shofu Dental Deutschland
Erkoloc-Pro Doppelschichtplatte	Aufbissschienen hart-weich	Erkodent Deutschland

Stand Dezember 2021

